

PERKHIDMATAN KESIHATAN PERGIGIAN PULAU PINANG
**SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN TAHUNAN
AUTOKLAF**

TAHUN :

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Buka penutup / bersihkan unit berkenaan termasuk ceper dan chamber' | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Tukar air suling jika perlu | <input type="checkbox"/> |
| 3. | *Periksa / tukar 'seals' / 'bacteriological filter' bagi setiap 500 pusingan | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Uji-pakai autoklaf | <input type="checkbox"/> |
| | 4.1 *Steam Chemical Indicator Strips / *Attest Biological | <input type="checkbox"/> |
| | 4.2 *Bowie-Dick Test / *Helix Test | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Periksa / tentukan 'gasket', 'safety valve' & 'pressure door lock' berfungsi dengan baik semasa uji pakai | <input type="checkbox"/> |

CATATAN :

Lokasi : _____

No. Siri : _____

Nama J/T Pergigian : _____

Tanda Tangan : _____

Tarikh : _____

*** Tandakan mana yang berkenaan**