

**BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN JKWPKL & PUTRAJAYA
REKOD VERIFIKASI TERMOMETER**

Tarikh Verifikasi	No Sijil Verifikasi Termometer Dan Tarikh Sah	Lokasi Termometer / No. Termometer	Bacaan Termometer Induk (°C) - A	Bacaan Termometer Diverifikasi (°C) - B	*Julat (A&B) (°C)	Status Termometer (Baik/Tidak)	Catatan/ Tarikh Verifikasi Seterusnya	Pegawai Bertugas (Nama & T.Tangan)	Pengesahan (Nama, T, Tangan & Tarikh)

- 1. Termometer dibiarkan didalam peti sejuk sekurang-kurangnya 6-8 jam
- 2. *Julat ditetapkan (+/- 2°C) atau merujuk arahan manual termometer
- 3. Verifikasi perlu dijalankan setiap 6 bulan atau mengikut keperluan