

PUSAT PERGIGIAN KANAK-KANAK & KOLEJ LATIHAN PERGIGIAN MALAYSIA  
**SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN HARIAN AUTOKLAF**

**Bulan:** \_\_\_\_\_ **Tahun:** \_\_\_\_\_

**Lokasi:** \_\_\_\_\_

**No.Siri Pendaftaran:** \_\_\_\_\_

**PMD:** \_\_\_\_\_

PERKARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	CATATAN	
1. Bersihkan di bahagian dalam dan luar autoklaf.																																	
2. Periksa paras air suling agar mencukupi.																																	
<b>Tandatangan:</b>																																	
<b>T.Tangan Penyelia:</b>																																	

\* Penyelia perlu menyemak sekurang-kurangnya sekali seminggu.