

PUSAT PERGIGIAN KANAK-KANAK & KOLEJ LATIHAN PERGIGIAN MALAYSIA

SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN TAHUNAN AUTOKLAF

TAHUN : _____

LOKASI : _____

NO SIRI PENDAFTARAN: _____

PMD: _____

BIL	PERKARA	PEMERIKSAAN <u>TARIKH</u> : _____
1	Periksa pintu	
2	Bersihkan habuk di bahagian dalam 'chamber'	
3	Buang air suling dan bersihkan tangki	
4	Uji pakai autoklaf (Gunakan Ujian Biologikal)	
5	Periksa/tentukan tiada kebocoran di pintu 'gasket', 'safety valve' & 'pressure door lock' semasa uji pakai.	
	CATATAN (Jika Ada)	
	Nama JTK dan Tandatangan:	
	Tandatangan Penyelia:	